


■BioScavenger from AGT - 除タンパク&リン脂

- ・コンタミを除去することにより分析カラムの寿命が改善
- ・シンプルなプロセスで使いやすい




品名	Method	order code	入数	参考価格
Cleanert Bio-Scavenger 96well	30m g /2mLwell	13423-00034	2個	¥36,000
Cleanert Bio-Scavenger cartrdige	30mg/1mL	13423-00013	100本	¥28,000

■PPT from AGT - 除タンパクカートリッジ

- ・疎水性のフィルターが除タンパクプロセス中の溶媒の漏れを防ぎ、クロスコンタミを取り除きます。
- ・真空マニホールドや加圧器、自動処理機など、汎用的なシステムにお使いいただけます。

使用例：



品名	Method	order code	入数	参考価格
プロテインプレシピテーションチューブ	1mL	13423-00023	100本	¥33,000

*現在、原価や為替の変動が激しいため、ご注文前に価格をお問合せいただけますようお願い申し上げます。

23/10月